

## Näytteenotin

Olli-näytteenotin helpottaa näytteiden ottoa. Aseta kaarimalja tai muu astia näytteenottomelle ja laske näytteenotin WC-istuimen kulhoon.

Nosta näytteenotin kulhosta ja kerää näyte. Yksinkertaista ja siistiä. Ei enää keräysastioiden hankalaa asettelua tai muita epämiellyttäviä työsuoritteita!



## Yksityiskohtia



Käyttökelpoinen kodeissa, hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.




Suurikokoisille henkilöille vahvistettu malli.



Sopii kaikkiin WC-malleihin joissa istuin kiinnitetään läpireikiin.

## Tekniset tiedot ja mallit



<b>mallit</b>	<b>Vakio • Standard</b>	<b>120 kg</b>
<b>kantavuus</b>	<b>Tuhti • Heavy</b>	<b>160 kg</b>
<b>materiaali</b>	<b>ABS-muovi, saranatanko alumiinia</b>	
<b>pesunkesto</b>	<b>Laitospesu 97 C, normaali ohjelma</b>	
<b>värit</b>	<b>valkoinen</b>	
<b>takuu</b>	<b>2 vuotta</b>	
<b>asennus ja yhteensopivuus</b>	<b>ruuvikiinnitteinen, WC istuimen reikien etäisyys 8-24 cm WC istuimen kulhon sisäetureunan etäisyys kiinnitysreijistä max 37 cm WC istuimen korkeus ~42 cm Liittymämittatiedot tarkemmin tiedostossa "Olli-pesuistuimen yhteensopivuus"</b>	



Olli-pesuistuin valmistetaan noudattaen rakennusoteasetuksen ja sairaalavälinedirektiivin määräyksiä. GMDN no 31056.

Jälleenmyyjät:

**Helsinki: Toimiva Koti DoMeDi,**  
**Hyvinkää: EN-Apuvälineet Oy,**  
**Pori: Suomen Hoivatarvike Oy,**  
**Oulu: Invalpalvelu Oy**

Sanifram oy

Patenttikatu 4 D 21100 NAANTALI Finland

www.sanifram.fi tel. +358 (0)2 435 9036

